

## **SALVACLIP INFORMACION DE SEGURIDAD**

La línea **SALVACLIP** está especialmente diseñada para ayudar a corregir los problemas de inestabilidad y mala posición en silla de ruedas, sillón de descanso, en adultos que presenten disminución funcional de diverso grado, ya sea por causas físicas o psíquicas.

Los elementos **SALVACLIP** son sistemas de sujeción y **deben solamente utilizarse bajo prescripción facultativa.**

**Siga siempre el protocolo para sujeción de pacientes que rija en el centro hospitalario, geriátrico u hospital de día. Los particulares deberán seguir estrictamente las indicaciones de su médico o terapeuta.**

Lea atentamente las instrucciones de uso (incluidas en cada embalaje unitario) antes de utilizar cualquier modelo de sujeción **SALVACLIP**. **No utilizar** los sistemas de sujeción **SALVACLIP** si no está seguro de haber entendido las instrucciones.

Si tiene alguna duda respecto a su funcionamiento, contacte con nuestro servicio de atención al cliente o con su proveedor habitual de **SALVACLIP**.

### **ATENCION:**

- **El uso inadecuado de cualquier sistema de sujeción puede causar lesiones graves e incluso el estrangulamiento del paciente.**
- **Controle con frecuencia a los pacientes sometidos a sujeción, según los protocolos al respecto vigentes en el centro.**
- **Nunca utilice los productos SALVACLIP para un uso distinto de aquel para el que fue específicamente diseñado.**

*En cualquier caso, siga las siguientes recomendaciones:*

- 1- **Seleccione el modelo adecuado de sujeción SALVACLIP, según el tipo de butaca o soporte en que se encuentre el paciente:**

#### **Para silla de Ruedas:**

Chalecos SALVACLIP referencias SCP4000 y 4050

Petos SALVACLIP referencias SCP4100, 4150, 4200, 4250.

Cinturones SALVACLIP SCP4300 y 4275

Sujeción inguinal SCP4600

**Para butaca o sillón de descanso:**

Chalecos SALVACLIP referencias SCP4000 y 4050

Cinturones SALVACLIP SCP4300 y 4275

Sujeción inguinal SCP4600

**Para cama o camilla:**

Cinturón cama SCP4500

**Para ayuda a la movilidad:**

Cinturón de Movilización SCP4400

Banda Flexible SCP4550

- 2- Asegúrese de seleccionar el tamaño adecuado de acuerdo con la talla del paciente:

Talla Standard o Universal

Talla L ,para pacientes corpulentos

- 3- Revise el modelo que vaya a utilizar antes de usarlo. El repetido uso y lavado de los productos de la línea **SALVACLIP** pueden ir deteriorando su estructura. Si detecta anomalías tales como: roturas, descosidos, zonas muy gastadas o algún otro defecto, sustitúyalo por uno en buen estado. No utilice productos que no sean seguros, los productos deteriorados podrían ocasionar lesiones.

**Instrucciones de Mantenimiento:**

- Los productos **SALVACLIP NO SON IGNÍFUGOS**. Evite por lo tanto acercarlos a una llama o cigarrillos ya que podrían quemarse.
- Los productos **SALVACLIP** están fabricados en un tejido de poliéster/algodón lavable a 40°C. Ver las instrucciones de lavado en la etiqueta cosida en los elementos **SALVACLIP**.
- En los elementos provistos de cierre con Velcro, limpiar regularmente con un cepillo duro las pelusas e hilos que haya atrapado durante su uso normal, a fin de mantenerlo en buen estado y comprobar si ofrece una buena adherencia.