

## CINCHA-CHALECO DE DEAMBULACIÓN MOLIFT

**Ref.: 1721300** Cincha-Chaleco Deambulaci3n XXS

**Ref.: 1721310** Cincha-Chaleco Deambulaci3n XS

**Ref.: 1721320** Cincha-Chaleco Deambulaci3n S

**Ref.: 1721330** Cincha-Chaleco Deambulaci3n M

**Ref.: 1721340** Cincha-Chaleco Deambulaci3n L

**Ref.: 1721350** Cincha-Chaleco Deambulaci3n XL

La cincha-chaleco de deambulaci3n ha sido dise1ada para rehabilitaci3n / movilizaci3n, facilitando el entrenamiento de las capacidades de estar de pie, caminar y mantener el equilibrio.

- La cincha-chaleco de deambulaci3n Molift ha adoptado caracter1sticas de los equipos de escalada, proporcionando la mejor comodidad y seguridad posibles para el usuario.
- El cintur3n cuenta con acolchado y cierres dobles para mayor comodidad, soporte y estabilidad 3ptimos.
- Los bucles de suspensi3n autoajustables evitan que los usuarios resbalen o caigan.
- El sistema de hebilla frontal ofrece mayores posibilidades para que el usuario realice un entrenamiento de la marcha o ir al ba1o de manera m1s independiente, incluso sin ayuda dependiendo de la situaci3n del paciente.
- La sujeci3n inguinal acolchada (Opcional) evita que el chaleco se deslice hacia arriba y fuera de su posici3n. 3stas son desmontables y deben ser utilizadas en las dos piernas.
- Ha sido dise1ada para su uso con una percha de 4 puntos. Tambi3n funciona con una percha de 2 puntos.
- Peso m1ximo usuario 300 Kg.
- Material: Poli3ster, espuma de c3lulas de PE
- Lavado: Puede lavarse con agua a una temperatura de entre 60 y 85 3C. Puede esterilizarse en autoclave a 85 3C durante 30 minutos. Secado en secadora M1x. 45 3C



Cintur3n ancho, acolchado y doble cierre. Aporta seguridad y soporte.



Las sujeciones inguinales evitan que la cincha se deslice hacia arriba.




Los bucles autoajustables evitan que los usuarios se resbalen o caigan



## CINCHA-CHALECO DE DEAMBULACIÓN MOLIFT

Guía de tallas y medidas Cincha-Chaleco de deambulaci3n

Ref.:	Talla	Guía de peso	Medidas Cincha
1721300	XXS	12 – 17 Kg.	A: 15 - C: 57
1721310	XS	17 – 25 Kg.	A: 17 - C: 67
1721320	S	25 – 50 Kg.	A: 19 - C: 82
1721330	M	45 – 95 Kg.	A: 21 - C: 100
1721340	L	90 – 165 Kg.	A: 22 - C: 120
1721350	XL	160 – 240 Kg.	A: 23 - C: 150



Guía de tallas sujeciones inguinales

Ref.:	Talla
1721700	XXS - XS
1721720	S - M
1721740	L - XL