

## 80229298 SILLA DE DUCHA Y WC Etac CLEAN COMFORT

REF.: 80229298 -Altura de asiento 49cm


REF.: 80229299- Altura de asiento 55cm

- Silla de ducha y WC marca ETAC modelo CLEAN.
- Con 4 ruedas, todas ellas con freno.
- Apertura del asiento por detrás.
- Asiento, respaldo y apoyabrazos en polipropileno con grabado antideslizante.
- Apoyapiés de una pieza escamoteable y regulable en 4 posiciones de uso. El reposapiés se coloca debajo del asiento, empujándolo cuando no se utiliza. La forma del reposapiés protege a los pies de las ruedas.
- Estructura en tubo de 4,3 metros de largo doblado milimétricamente sin ninguna soldadura lo cual hace prácticamente imposible la corrosión. La parte superior del tubo por donde el cuidador lleva la silla es más ancha para facilitar su manejo.
- Apoyabrazos extraíbles y con bloqueo.
- Cantos redondeados para la seguridad del paciente y para facilitar la limpieza de la silla.
- Incluye cubierta y asiento Comfort.
- Proporciona comodidad y calidez para todo el cuerpo.
- Con asiento con diseño mejorado y más cómodo. El más blando para la silla Etac Clean.
- Cálido y seco en cada uso, evitando la sensación de humedad.
- Aumenta el sentimiento de privacidad y dignidad para el usuario.
- Posibilidad de múltiples accesorios.
- Disponible en dos alturas: 49 ó 55 cm
- Color Blanco.
- Ancho total 52 cm; Ancho asiento 50 cm; Ancho entre apoyabrazos 41 cm
- Peso máximo 130 kg

### 80229298 silla ducha y wc clean comfort



## Medidas:



Accesorios específicos Clean Comfort			
<p><b>80209227 – Asiento Comfort (incluido)</b> El asiento más blando de Etac Clean. Contorneado para mayor comodidad y seguridad. Fácil acceso a la higiene.</p>		<p><b>80209226- Apoyabrazos Comfort (incluidos)</b> Los apoyabrazos acolchados proporcionan una base cálida y blanda para apoyar los brazos. Fácil para levantarse.</p>	
<p><b>80209228_ Cubierta Comfort (incluido)</b> Respaldo más integrados. Fácil acceso a la higiene.</p>		<p><b>80209509- Soporte de tronco Comfort (no incluido)</b> Ayuda a sujetar el cuerpo en la silla Comfort manteniendo al usuario en posición recta, dando una sensación de seguridad mejorada y un apoyo agradable.</p>	