

IM53NS COJÍN POSICIONAMIENTO IMMEDIA

REF.: IM53NS – Cojín posicionamiento Immedia

El cojín de posicionamiento Immedia apoya al usuario en el costado después de girar, cuando descansa o cuando realiza higiene o cuidado de heridas, evitando que el cuidador mantenga una posición de sujeción estática.

La cubierta es un material de poliuretano antideslizante que ayuda a mantener el cojín de posicionamiento en su lugar independiente del material de la superficie.

- Cojín de soporte y posicionamiento.
- Diseñado con material antideslizante.
- Mantiene el cambio postural.
- Ayuda a posicionar al paciente durante las curas o higienes.
- Material suave y agradable a la piel que conserva alta fricción.
- Se puede combinar con: 4WayGlide, Satinsheet, Multiglide.
- Material: Espuma de poliuretano.
- Ignifugo, antibacterias, bielástico y transpirable.
- Lavar a 80^o con productos neutros pH 5-9
- Medidas:
 - 30 x 20 x 53 cm (Ref. IM53NS)
 - 30 x 20 x 80 cm (Ref. IM53/80NS)

