

ANIOSYME X3

REF.: KIN4842- Detergente pre-desinfectante del instrumental 1L

- Detergente para limpieza y desinfección del instrumental médico-quirúrgico y del material de endoscopia antes de la esterilización
- Limpieza en cubetas de ultrasonidos.
- Solución concentrada para uso profesional. Utilizar diluido al 0,5%.
- Composición: Propionato de amonio cuaternario, Digluconato de clorhexidina, tensioactivos no iónico, complejo enzimático (proteasa, lipasa y amilasa), perfume, colorante, excipientes.
- Eficacias: Bactericida, Levaduricida, Activo frente VHB, VHC, Herpesvirus, Vaccinia virus, VIH.
- Presentación: Envase de 1L.
- Precauciones:
- Información disponible en la ficha de datos de seguridad y en la etiqueta.
- Almacenamiento: de +5°C a +35°C.
- Producto sanitario de clase IIb (Directiva 93/42/CEE modificada).

EFICACIA	BACTERICIDA (incl. BMR)	LEVADURICIDA	ACTIVO FRENTE A VIRUS
Tiempo de acción	5 minutos	5 minutos	5 minutos
Normativas	EN 1040 EN 13727 EN 14561	EN 1275 EN 13624 EN 14562	Según EN 14476: PRV (virus modelo HBV), BVDV (virus modelo HCV) Herpesvirus Vaccinia virus HIV-1

