

CINCHA UN SOLO PACIENTE DESECHABLE MOLIFT UNOSLING STANDUP

REF.: 3080020 UnoSling StandUp Talla S

REF.: 3080030 UnoSling StandUp Talla M

REF.: 3080040 UnoSling StandUp Talla L

REF.: 3080050 UnoSling StandUp Talla XL

Las cinchas Molift UnoSling son cinchas de uso exclusivo para un solo paciente durante toda su estancia, diseñadas para satisfacer las necesidades en entornos y/o usuarios con riesgo de infección. Se asignan a un solo paciente para evitar contagios entre usuarios.

- Diseñada para su utilización asignada a un solo paciente o de un solo uso.
- Reduce el riesgo de infección por contaminación cruzada.
- Adaptable a la mayoría de usuarios favoreciendo las transferencias más habituales con grúa.
- La cincha debe ser desecharada cuando ya no la necesite el usuario o en caso de estar dañada o sucia.
- Etiqueta exterior para indicar nombre del usuario y con información práctica de uso.
- No lavable ni reparable, debe desecharse y cambiarla por otra si fuese el caso.
- Material: Polipropileno y poliéster muy resistente.

Molift UnoSling StandUp

Cincha de elevación diseñada para movimientos activos en combinación con grúa de bipedestación con una percha tipo *loop* de 2 puntos. Adecuado para usuarios que pueden seguir instrucciones, que cuentan con una buena estabilidad en el torso y pueden cargar el peso al menos sobre una de las piernas, pero que necesitan ayuda cuando están de pie.

Cuenta con un respaldo alto y está acolchado para proporcionar una mayor comodidad, proporciona un perfecto soporte lumbar. De fácil y rápida colocación.

Peso máximo usuario: 350 kg

Ref.:	Talla	Unidades por caja	Altura (mm)	Guía Peso y Tallas	Talla cintura (mm)
3080020	S	5	345	35-45 Kg.	700-950
3080030	M	5	350	45-95 kg.	900-1100
3080040	L	5	350	90-165 Kg.	1000-1200
3080050	XL	5	350	160-350 Kg.	1100-1400

UnoSling StandUp



También disponible en los modelos Ambu Vest, Toilet, LimbLift ,Repo.Sheet y HighBack.

USO PERSONAL

Evita contagio
cruzado



ETIQUETA NOMBRE USUARIO



BOLSAS INDIVIDUALES

