

## SÁBANA UN SOLO PACIENTE DESECHABLE MOLIFT UNOSLING REPO.SHEET

**REF.: 3200020** Sábana de reposicionamiento UnoSling Repositioning Sheet

Las cinchas Molift UnoSling son cinchas de uso exclusivo para un solo paciente durante toda su estancia, diseñadas para satisfacer las necesidades en entornos y/o usuarios con riesgo de infección. Se asignan a un solo paciente para evitar contagios entre usuarios.

- Diseñada para ser utilizada asignándola a un solo paciente, o de un solo uso.
- Reduce el riesgo de infección por contaminación cruzada.
- Adaptable a la mayoría de usuarios favoreciendo las transferencias más habituales con grúa.
- La cincha debe ser desechada cuando ya no la necesite el usuario o en caso de estar dañada o sucia.
- Etiqueta exterior para indicar nombre del usuario y con información práctica de uso.
- No lavable ni reparable, debe desecharse y cambiarla por otra si fuese el caso.
- Material: Poliéster y algodón, muy resistente.

### Molift UnoSling Repositioning.Sheet


Sábana de reposicionamiento adecuada para una multitud de situaciones de cuidado para hacer que las transferencias y las tareas de reposicionamiento sean más rápidas, fáciles y seguras tanto para el cuidador como para el usuario. Por ejemplo: girar a los pacientes encamados, movilizar a los pacientes hacia arriba en la cama y para el cuidado bariátrico.

- Adecuado para reposicionamiento en la cama y transferencias entre superficies supinas.
- Permanece con el usuario durante toda su estancia en el hospital.
- La sábana de reposicionamiento está diseñada para funcionar con un sistema de elevación en suspensión.
- Está pensada para funcionar como un sistema en la cama para la máxima comodidad del paciente. Dado que la sábana puede dejarse colocada en la cama, una multitud de situaciones de cuidados se hacen más rápidas y fáciles tanto para el cuidador como para el paciente.
- Peso máximo usuario: 500 kg
- Unidades por pack: 10
- Alto: 2150 mm
- Ancho: 1350 mm



También disponible en los modelos Stand Up, Toilet, LimbLift ,Ambu.Vest y HighBack.

**USO PERSONAL**  
Evita contagio cruzado



**ETIQUETA NOMBRE USUARIO**



**BOLSAS INDIVIDUALES**

