

ETAC MOLIFT RAISER - PARA TRANSFERENCIA ACTIVA

Ref. 16090201

- La plataforma para transferencia de posición sentado a de pie Molift Raiser está diseñada para proporcionar una transferencia activa y segura del usuario al mismo tiempo que en las mejores condiciones ergonómicas posibles para el cuidador.
- **Diseñado tanto para usuarios como para cuidadores.**
La plataforma de transferencia Molift Raiser hace las transferencias rápidas y fáciles. El soporte de piernas entero se ajusta fácilmente con una sola mano.
El freno de pie bloquea ambas ruedas con cualquiera de los dos pedales. El diseño de la plataforma permite acercarse fácilmente a las sillas para alcanzar los pies del usuario. La plataforma de apoyo tiene una superficie ligeramente rugosa y antideslizante.
- Proporciona un traslado seguro y cómodo. El acolchado del soporte de las piernas proporciona más estabilidad y la forma del manillar ofrece muchas posibilidades para sujetarse. Estas características permiten que el usuario se sienta seguro a lo largo de toda la transferencia.
- Es estable y permite un giro con poco espacio que hace que sea fácil de maniobrar.
- **Soporte de piernas regulable en altura con una sola mano.**
El soporte de piernas blando y acolchado proporciona un apoyo cómodo para el usuario. Se aconseja ajustar la altura con una sola mano, resultando muy fácil.
- **Un solo pie bloquea las dos ruedas.**
Pisar el freno en cualquiera de los pedales laterales frena ambas ruedas simultáneamente. Esto asegura un uso del producto apropiado y seguro.
- **Estructura con múltiples posibilidades para sujetarse.**
La forma del manillar permite tanto al cuidador como al usuario sujetarse de muchas maneras, incluso en distintos ángulos, según las necesidades de cada uno.
- **Plataforma de apoyo baja.**
La poca altura de la base de apoyo facilita a los usuarios la colocación de los pies encima.
- **Una plataforma de transferencia con accesorios que estimula la actividad.**
Molift Raiser se ha desarrollado para las transferencias de corta distancia, desde/hacia la cama / silla / WC. Permite ejercitar la capacidad funcional del paciente en una posición erguida. Puede ser utilizado para iniciar la movilización en pacientes encamados.
- Se puede utilizar también para reposicionar a una persona, por ejemplo, en la misma silla ayudando a colocarla en la posición adecuada. Sus accesorios exclusivos se adaptan a las diferentes necesidades de los usuarios.

- Peso máximo usuario 150 kg.
- Peso total 14,2 kg.
- Materiales: acero, plástico, aluminio, TPR.
- Diseño sueco.
- **Accesorios:**
 - **82511 - Asas flexibles Raiser**
Se fijan a la estructura del Raiser para dar mayor alcance cuando el usuario no puede inclinarse hacia delante lo suficiente o tiene movilidad reducida en los brazos u hombros. Se suministra en pack de dos unidades.
 - **82508 - Cinturón de seguridad – Cinturón Raiser, talla S/M**
Si el usuario se siente inseguro durante la transferencia, un cinturón de seguridad proporciona apoyo alrededor de la espalda cuando está de pie. También disponible en talla L/XL (ref. 82509).
 - **82529 - Cinturón de seguridad con función deslizante – Cinturón Raiser +, talla L/XL**
Cuando el usuario necesita ayuda para levantarse, uno o dos cuidadores pueden ayudarle usando el cinturón Raiser +. También disponible en talla S/M (ref. 82528).



N.I.F. B-60714037

Karinter S.L.

Asesoramiento, venta y alquiler - c/. Ramon Turró, 5-9 Local 4 - Tel. 93 221 19 17 - 93 221 18 89 - Fax 93 221 18 72 - 08005 Barcelona - e-mail: info@karinter.com


AYUDAS TÉCNICAS PARA RESIDENCIAS Y HOGAR



Asas flexibles



Cinturón Raiser +



Cinturón Raiser