

## REPOSE COJIN ANTIESCARAS

**Ref.:KRPK110C620**– Repose cojín antiescaras 45x45cm + funda de protección + bomba

**Ref.:KRPK112C620**– Repose cojín antiescaras 40x40cm + funda de protección + bomba

**Ref.:KRPK120C620**– Repose cojín antiescaras 45x45cm + funda de protección SIN bomba

**Ref.:KRPK122C620**– Repose cojín antiescaras 40x40cm + funda de protección SIN bomba

- Su diseño único y exclusivo en sus resultados en prevención en UPP, así como en potenciar su curación, hacen que la persona que debe permanecer largos periodos sentado, sienta alivio al dolor y un confort óptimo.
- La presión se distribuye de forma uniforme independientemente de la postura adoptada.
- Apto para la silla de ruedas, asiento del coche, colocar en silla o sillón.
- Se compone de 6 cámaras de poliuretano y de aire interconectadas. Las 2 cámaras exteriores son más anchas, ofreciendo una mejor estabilidad proporcionando una completa descarga de presión en la zona del sacro.
- Características de la película de poliuretano: extensible hasta el 600%; elasticidad multidireccional; transpirable, neutral a las temperaturas; permeable al aire; impermeable a los líquidos y a las bacterias; antialérgico; radio transparente.
- Neutralización de las fuerzas de fricción y cazalla.
- Fijación a la silla del paciente mediante una cincha.
- El embalaje cilíndrico sirve al mismo tiempo de bomba de inflar.
- Su válvula calibrada proporciona siempre una adecuada presión interna de 12 mm Hg.
- Prevención de las úlceras por presión.
- Ayuda a la cura de las UPP en los estadios I - IV.
- Alivio del dolor.
- Prueba al fuego conforme a la norma NF EN 597 partes 1 y 2.
- Limpieza con agua y jabón. Desinfección con productos desinfectantes que no tengan como base de fenol.

