

MOLIFT RESCUE

REF.: MI108088- Sistema deslizante para elevación de emergencia Molift Rescue

- Sábana deslizante para evacuación de emergencia que permanece colocado debajo del colchón.
- En caso de emergencia, puede usarse para transferir rápidamente a un paciente postrado en la cama incluyendo el colchón fuera de la habitación y hacia abajo por las escaleras.
- Material impermeable.
- Material: nylon, con cintas de polipropileno y cierre de acetal.
- Lavable en lavadora a 80°C, o en autoclave a 130°C. Puede limpiarse con agua con jabón o desinfectante. No usar suavizante ni lejía.
- Medidas: 75 x 200 cm.
- Peso máximo usuario: 150 kg.
- Lavado a máquina - máx. temperatura 80 ° C / 176 ° F. El lavado a temperaturas más bajas aumenta la vida útil del producto
- Limpie el producto con un agente de limpieza sin solventes con un nivel de pH entre 5 y 9
- Secado en secadora - baja temperatura; máx. temperatura 60 ° C / 140 ° F
- No planchar, sin limpieza en seco, no usa blanqueador
- El producto tiene la marca CE

